

Załącznik nr 1 z dnia 22.03.2018r. do Instrukcji I-01/PO-SBMŻ-03

Norma badawcza / Przepis	Rodzaj próbki	Temperatura transportu próbki	Czas rozpoczęcia badań
PN-EN ISO 7218 pkt. 8.3 „Mikrobiologia żywności i pasz. Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych”	Produkty trwałe (ok. 200g lub 200ml)	temp. pokojowa (poniżej 40°C)	najlepiej w przeciągu 24 h
	Produkty mrożone i głęboko mrożone (ok. 200g lub 200ml)	temp. poniżej -15°C (najlepiej poniżej -18°C)	
	Inne produkty nietrwałe (ok. 200g lub 200ml)	temp. od 1°C do 8°C	nie powinien przekroczyć 4 h
	Próbki wymazów	temp. od 1°C do 4°C	4 h
PN-ISO 18593 „Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów”; Zeszyt Nr 12: „Metody kontroli mikrobiologicznej czystości powierzchni sprzętu, aparatury, naczyń i rąk pracowników w zakładach przemysłu spożywczego”	Próbki wymazów sanitarnych	temp. od 1°C do 4°C	najlepiej w czasie 4 h, ale nie później niż 24h od momentu pobrania
PN-EN ISO 707 „Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek”	Mleko niesterylizowane i płynne przetwory mleczne (100ml lub 100g)	temp. od 1°C do 5°C	najlepiej w przeciągu 24 h
	Mleko sterylizowane, UHT i sterylizowane płynne przetwory mleczne w oryginalnych opakowaniach zamkniętych (100ml lub 100g)	temp. otoczenia, max. 30°C	
	Mleko sterylizowane, UHT i sterylizowane płynne przetwory mleczne - próbki pobrane z linii produkcyjnej lub co najmniej z jednego oryginalnego opakowania (100ml lub 100g)	temp. od 1°C do 5°C	
	Mleko zagęszczone niesłodzone, mleko zagęszczone słodzone, koncentraty mleczne i sterylizowane koncentraty (100g)	temp. otoczenia, max. 30°C	najlepiej w przeciągu 24 h
	Półstałe i stałe przetwory mleczne z wyjątkiem masła i sera (100g)	temp. od 1°C do 5°C	
	Lody i półprodukty do lodów (100g)	≤ -18°C	
	Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku (100g)	temp. otoczenia, max. 30°C	
	Masło i produkty pochodne (50g)	temp. od 1°C do 5°C (chronić przed światłem)	
	Ser świeży (100g)	temp. od 1°C do 5°C	
	Ser topiony (100g) Inne sery (100g)		